



RENINA PLASMÁTICA

REQUISITOS

No requiere preparación previa del paciente

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Muestra venosa extraída en tubo tapa lila con EDTA con paciente en reposo acostado y luego de pie. (Indicar en el tubo la posición)

NOTA: Se cobran dos exámenes. (Acostado y Parado)

TRASLADO

En Refrigeración.

RESULTADOS

El resultado del examen se encontrará disponible 7 días hábiles después de tomada la muestra.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700