



CALPROTECTINA

REQUISITOS

Ninguno

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Deposición recién emitida, en envase limpio y seco para luego transferir una pequeña porción a frasco estéril proporcionado por la sala de toma de muestras

TRASLADO

Refrigerada por un tiempo máximo de 12 horas antes de la entrega a la sala de toma de muestras.

RESULTADOS

El resultado del examen se encontrará disponible 4 días hábiles después de tomada la muestra.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700